

MediQ Matras	opbouw kern van matras	Matras AirCore® Gi	Matras AirCore® Fi	Matras TFK Progress Gi	Matras TFK Progress Fi			
	materiaal kern van matras	AirCore® GiFoam®	AirCore® FiFoam®	GiFoam® TFK Progress FiFoam®				
Geteste schadelijke stoffen	LGA/TÜV- limiet voor Blauer Engel in µg/m³	testwaarden voor		testwaarden voor				
		AirCore®	GiFoam®	AirCore®	FiFoam®	GiFoam®	TFK Progress	FiFoam®
Formaldehyd	≤ 60	< 5 ¹⁾	< 1 ²⁾	< 5 ¹⁾	< 5 ¹⁾	< 1 ²⁾	-	< 5 ¹⁾
TVOC	≤ 200	31 ²⁾	29 ²⁾	31 ²⁾	24 ²⁾	29 ²⁾	-	24 ²⁾
TSVOC	≤ 40	< 1 ²⁾	35 ²⁾	< 1 ²⁾	< 1 ²⁾	35 ²⁾	-	< 1 ²⁾
CRM-Stoffe	≤ 1	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	-	-	n.n. ¹⁾
R-Wert	≤ 1	< 0,5 ¹⁾	< 0,5 ¹⁾	< 0,5 ¹⁾	< 0,1 ¹⁾	-	-	< 0,1 ¹⁾

Legende: n.n. = nicht nachweisbar; 1) LGA (TÜV Rheinland); 2) Fraunhofer Institut